

	WaveLight® Individualisierte Behandlungsoptionen				
Indikation*	Wavefront Optimized®	Custom-Q®	Wavefront-geführt (Analyzer)	Topography-geführt (Tropolyzer Vario)	Topography-geführt (Oculus II)
Myopie	-14 dpt	-14 dpt	-12 dpt	-14 dpt	-14dpt
Hyperopie	+6 dpt	+6 dpt	+6 dpt	+6 dpt	+6 dpt
Astigmatismus	-6 dpt bis +6 dpt	-6 dpt bis +6 dpt	-3 dpt bis +3 dpt	-6 dpt bis +6 dpt	-6 dpt bis +6 dpt
Gemischter Astigmatismus	6 dpt	6 dpt	3 dpt	6 dpt	6 dpt
Presbyopie	•	•			
Refraktive Nachbesserungen	•	•	•	•	•
okulare Aberrationen			•		
Korneale Unregelmäßigkeiten			•	•	•
kleine optische Zonen		•	•	•	•
Dezentrierungen			•	•	•
Suboptimale Hornhaut-Aspherizität		•		•	•

* Der mögliche Behandlungsbereich hängt von der Hornhautdicke und der optischen Zonengröße ab. Der zulässige Behandlungsbereich kann sich von Land zu Land unterscheiden.